


## Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 25

1013762

- Затварящ елемент за многократна употреба за тестване под налягане на многослойни тръби
- Развийте след теста под налягане и отрежете тръбата до дължината на затварящия елемент +1,5 mm



### Относно Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане

#### Спецификация


- Съвместими с MLC, PEX и пластмасови тръби
- Поддържат различни диапазони на диаметри
- Опции за ръчни и механични инструменти
- Проектирани за прецизна и чиста подготовка на тръбите

#### Приложение

- Нарязване на MLC, PEX и пластмасови тръби
- Отстраняване на грапавини и скосяване на краищата на тръбите преди пресоване
- Ръчно и направлявано огъване на тръби
- Подготовка на тръби за пресови и разширителни системи

## Uronor S-Press PLUS тапа за проба под налягане 25

1013762



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	57
Дължина (l1)	14
Дължина (l2)	35
z1	8

## Product code

Item no EAN	4021598002395
Item no GF	35001013762
Item no GTIN	04021598002395
Item no LVI	1725995
Item no NRF	5071605
Item no RSK	1873398

## Размери

Височина на елемента	28
Дължина на елемента	60
Единично тегло на артикул	0,099
Ширина на елемента	28
Item_UOM	бр

## Status

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905257805
Опаковка GTIN PL4	06414905257843
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	580
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,5568
Тегло на опаковката PL1	1,027
Тегло на опаковката PL4	396,672
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)