


**Uronor Q&E преход DR S-Press 16-Q&E16****1062845**

- Преход от Q&E към MLC / Uni Pipe PLUS
- Едната страна с фиксирана пресова втулка
- Цветово кодиране
- Пресоване без калибриране/отстраняване на грапавини

**Относно Uronor Q&E преход DR S-Press****Спецификация**


- Q&E фитинги и пръстени за тръби Uronor Rex
- металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

**Приложение**

- ако не е посочено друго:
- мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

## Uronor Q&amp;E преход DR S-Press 16-Q&amp;E16

1062845

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) седмици  
Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Until stocks last До изчерпване на количествата

**Product code**

Item no EAN 4021598128743

Item no GTIN 04021598128743

Item no LVI 2072167

Item no NOBB 48013893

Item no NRF 5111102

Item no RSK 1854655

Item no VVS 045315016

Замяна на артикул 1 1145698

**Размери**

Височина на елемента 19

Дължина на елемента 47

Единично тегло на артикул 0,03

Ширина на елемента 19

Item\_UOM бр

**Measurements**

LENGTH\_L 47

Дължина (l1) 22

Дължина (l2) 18

z1 8

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414905413010

Опаковка GTIN PL3 06414905634644

Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	89
Дължина на опаковката PL1	48
Дължина на опаковката PL3	176
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	20
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,0000192
Обем на опаковката PL3	0,001049488
Тегло на опаковката PL1	0,04
Тегло на опаковката PL3	0,638
Ширина на опаковката PL1	20
Ширина на опаковката PL3	67

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)