


GF JRG Sanipex vanne avec écrou libre LegioStop d20

1157956

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : écrou desserré en entrée, filetage mâle en sortie
- Bouchon d'obturation 5149, bouchon supérieur 5395, robinet de vidange 7301.080
- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable



A propos GF JRG Sanipex vanne avec écrou libre LegioStop

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex vanne avec écrou libre LegioStop d20

1157956



Product code

Item no EAN	7613263031402
Item no GF	351566501
Item no GTIN	07613263031402

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,285
Article Unité Largeur	86
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516976
Emballage GTIN PL2	06414900516983
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00032175
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,295
Poids de l'emballage PL2	3,05
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

Measurements

Z Mesure h	70
z1	27
Z2	24

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr