


GF JRG Sanipex vanne d'arrêt de collecteur LegioStop 3/4"

1158812

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle
- Haut 5395 / à 4640, 5419 - 5424, 5455
- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur de position optique, siège et tige de soupape en acier inoxydable



A propos GF JRG Sanipex vanne d'arrêt de collecteur LegioStop

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex vanne d'arrêt de collecteur LegioStop 3/4"

1158812



Product code

Item no EAN	7613263021618
Item no GF	355642101
Item no GTIN	07613263021618

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,44
Article Unité Largeur	71
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	71
Longueur (l2)	34
Z Mesure h	79
z1	23

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338745
Emballage GTIN PL2	06414900338752
Hauteur d'emballage PL1	53
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0003763
Volume d'emballage PL2	0,0105875

Poids de l'emballage PL1	0,442
Poids de l'emballage PL2	8,95
Largeur d'emballage PL1	71
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr