


## Uponor RS união macho R3"MT-RS3

**1029133**

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.



### Mais informação Uponor RS união macho

#### Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor RS união macho R3"MT-RS3

1029133



## Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

## Dimensões

Altura da unidade do item	74
Comprimento da unidade do item	90
Peso unitário do item	0,826
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

## Measurements

LENGTH_L	72,6
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	29,8
Macho_thread_R	3
z1	22,8

## Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

## Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905523320
Embalagem GTIN PL4	06414905523337
Altura da embalagem PL1	115
Altura da embalagem PL4	715
Comprimento da embalagem PL1	115

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	240
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00171925
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	0,926
Peso da embalagem PL4	222,12
Largura da embalagem PL1	130
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)